

OPEN and 10 周年

ありがとうキャンペーン

Q & A
VOL. 5

ケアマネージャーの皆さまより頂きましたご相談やご質問を掲載しております。
今後の運用にご活用ください。

Q

ベッドを設置する箇所の床の耐性について

A

ベッドの平均重量は80kgになります。それに身体の重さを加えたおおよそ120～150kgの耐荷重が床には求められます。尚、床の耐荷重は、築年数等によって異なります。従い、ベッド設置時には、実際に試用していただき床の状態も点検するようにしております。

Q

ベッドを設置する居室の片づけについて

A

ご家庭によっては、独居や老々介護等の事情により、居室に荷物の散乱するケースがございます。

このような場合は、私たちの方で居室の片づけを致します。

ただし、荷物を何処へ整理したのかわからなくなってしまう等、後のトラブルを考慮して、作業は、簡易的になります。予めご了承ください。

Q

ベッドのコンセントについて

A

ベッドを設置する予定の居室にコンセントが少なく、ご相談を受ける場合がございます。

このような場合は、ベッドの設置箇所をご利用者やご家族と検討したり、延長コードなどを活用致します。

また、コードに足の掛かる転倒等のリスクも併せて点検致します。

<キャンペーン期間>

令和3年6月～12月末

A.E.R produced by ichigoichie
AER
福祉用具 A.E.R

福祉用具 A.E.R 原康二 榛葉孝平

TEL : 050 - 8881 - 3919

MAIL : f.aer@ichigoichie-care.com